



CATALOGO de Estimulación T.E.N.S. DESECHABLES



CARACTERISTICAS TECNICAS

T.E.N.S. desechable con su batería integrada de 500 horas de tratamiento una vez colocada en la zona.

Potencia de salida, 1 microamperio.

Estimulo eléctrico 1.000 veces inferior al sistema convencional que trabaja con mA.

Voltaje de trabajo 2,7 v DC hasta 25 microamperios.

Resistente al agua.

Leed rojo de indicación de funcionamiento.




SOLO PESA 6 gramos

SOLO CONSUME BATERIA CUANDO SE UTILIZA



bypMEDICA

Mc.Pacth



INDICACIONES

Dolores musculares.
Fibromialgia.
Dolor articular.
Tratamiento de lesiones deportivas.
Dolor y malestar muscular crónico.
Epicondilitis.

Mc.Pach ayuda a estimular el campo eléctrico a nivel celular incrementando la circulación sanguínea y aportando mayor cantidad de oxígeno en la zona lesionada.

CONTENIDO:

1 Juego de parches Mc.Pach.
1 Bolsa de TAC (gel)
1 Manual de uso.

BYP MEDICA S.L.

C/ Rafael Gallego Sainz nº 5 2º D
33012 Oviedo ASTURIAS
mOVIL 649873455
Fax: 985212376
www.javier.barcia@bypmedica.es
www.bypmedica.es