



CATALOGO de Estimulación T.E.N.S. DIGITAL

CARACTERISTICAS TECNICAS



T.E.N.S. permite al profesional todas las posibilidades con gran precisión en el control de sus parámetros:

Amplitud y Frecuencia pueden ser programadas en Hz. en Hz. y de 10 Us. en 10 Us.

visualización constante en el Display LCD de los modos de Estimulación:


Pulsatil - Standard

Modular - M / S1 / S2 (modo que se utiliza para evitar el efecto memoria del cuerpo)


S E G U R O

FACIL PROGRAMACION

AMPLIO DISPLAY LCD



EV 803



CARACTERISTICAS TECNICAS

CANALES: Dos aislados entre si.

INTENSIDAD: Ajustable, 16 mA (salida máx) corriente hasta 500 omh en cada canal. Ajustable control (80 mA).

FORMA DE ONDA: Asimétrica, Bi-fásica, pulsátil rectangular.

VOLTAJE: Ajustable de 0-6Vrms (salida máx.) por canal.

ALIMENTACION: Batería de 9V alcalina.

DIMENSIONES: 10X6X2,1 cm.

PESO: 120 gr. con batería.

FRECUENCIA: Ajustable de 1 a 150 Hz.

AMPLITUD: Ajustable de 30 Us. a 260 Us.

MODO BURST: Frecuencia ajustable de 0,5 Hz. a 5 Hz.

Amplitud ajustable.

Frecuencia fija de 100 Hz.

MODULACION: La onda varía automáticamente en ciclo.

CONTENIDO:

1 EV 803 T.E.N.S. digital.

4 Electrodo autoadhesivos 5 x 5 cm.

2 Jgos. cable de conexión.

1 Batería de 9V.

1 Maletín de transporte.

1 Manual de instrucciones

BYP MEDICA S.L.

C/ Rafael Gallego Sainz nº 5 2º D

33012 Oviedo ASTURIAS

mOVIL 649873455

Fax: 985212376

[www.javier.barcia@bypmedica.es](mailto:javier.barcia@bypmedica.es)

www.bypmedica.es