



CATALOGO de Infusión RESERVORIOS IMPLANTABLES



Características Generales, Reservorio

Con dos terminaciones:

Titanio (base y cuerpo de titnio).

Mixto (base de titanio y cuerpo de Polisulfona).

Septum de silicona con posibilidad de 1.500 punciones.

Conexiones con el catéter segura y fiable.

Volúmenes residuales mínimos.



Características Generales, Catéter

Con dos terminaciones:

Silicona y Poliuretano

Aplicaciones:

Arteriales

Venososo

Reservorio exclusivo para el Tratamiento del Dolor



bypMEDICA

DISTRICATH



Reservorios Arteriales Reservorios Venosos



Standard



Todos los reservorios llevan incluidos en su embalaje un Kit completo de abordaje.

Con Dos terminaciones en su tamaño:
Standard
Pequeño Modelo

Pequeño Modelo



Con Dos terminaciones en el catéter:
Silicona
Poliuretano



CATALOGO de Infusión
RESERVORIOS IMPLANTABLES

GAMA DE TITANIO
Standard Pequeño Modelo

GAMA TITANIO / POLYSULFONE
Standard Pequeño Modelo

Catéteres standard
8,5F - 6,6F - 6F



districAth[®]
235



districAth[®]
235PM



districAth[®]
IONIS



districAth[®]
IONIS PM

Catéter grandes flujos
9,3F - 8,5F

districAth[®]
605

districAth[®]
605PM

districAth[®]
ELIES

districAth[®]
ELIES PM

Catéter 5F

districAth[®]
135

districAth[®]
135PM

districAth[®]
SYTIA

districAth[®]
SYTIA PM

Cámara
Pediátrica



Catéter 5F
districAth[®]
107

Catéter Standard 6,6F et 6F

districAth[®]
207

Doble Cámara



districAth[®]
BIONIS

Catéteres Especiales



Tratamiento del Dolor



districAth[®]
405

Catéter Peritoneal

districAth[®]
245

Catéter Arterial

districAth[®]
235A

Catéter subcutáneo



districAth[®]
103



Reservorios para el Tratamiento del Dolor



Kit exclusivo para el tratamiento del DOLOR.

Reservorio de pequeño perfil de titanio en su totalidad y de acceso subcutáneo.

Catéter de Poliuretano de diámetro 0,45 x 0,9 mm. y 30 cm. long.

Localizador de nervios , fijador y pasador hacia el mismo, incluido.

DISTRICATH 103 Ref. D 5130450

BYP MEDICA S.L.

C/ Rafael Gallego Sainz nº 5 2º D
33012OviedoASTURIAS
movil 649873455
Fax 985212376

[www.javier.barcia@bypmedica.es](mailto:javier.barcia@bypmedica.es)

www.bypmedica.es